

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**
Oznaczenie arkusza: **MED.11-02-21.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.11**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Algorytm czynności obowiązujących przy wykonaniu pozytywu gipsowego kikuta przedramienia***Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.*

Zapisane:

1	Wstawić negatyw do pojemnika z piaskiem								
2	Przygotować papkę gipsową i wlać ją do negatywu								
3	Włożyć do gipsu stalową rurę i odczekać do zastygnięcia papki gipsowej								
4	Usunąć negatyw z pozytywu								
5	Poprawić znacznikiem miejsca do odciążenia, dociążenia i miejsca wrażliwe oraz miejsca pobrania miar								
6	Wykonać wstępną obróbkę nożem/tarnikiem/siateczką stalową								
7	Zebrać warstwy gipsu w miejscach do obciążenia i nadłożyć na pozytyw gips w miejscach do odciążenia (wyrostek łokciowy, nadkłykcie kości ramiennej, głowa kości promieniowej)								
8	Domodelować pozytyw								
9	Wykonać obróbkę końcową papierem ściernym wodnym								
10	Wysuszyć pozytyw								

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Schemat blokowy wykonania protezy kosmetycznej przedramienia z lejem z żywicy akrylowej*Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.*

Zapisane:

1	Analiza dokumentacji oraz wywiad z pacjentem								
2	Pobranie miar								
3	Wykonanie negatywu								
4	Wykonanie pozytywu								
5	Wykonanie leja wewnętrznego								
6	Wykonanie leja zewnętrznego								
7	Przymiarka i dopasowanie długości protezy								
8	Wykończenie protezy i wklejenie dłoni protezowej								
9	Przymiarka ostateczna na pacjencie								
10	Wydanie protezy wraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji								

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Negatyw gipsowy kikuta przedramienia

1	Negatyw jest szczelny						
2	Ściana negatywu nie posiada prześwitów						
3	Negatyw jest wygładzony wewnątrz						
4	Krawędź górna negatywu jest wzmocniona dodatkową opaską						
5	Negatyw obejmuje symulator kikuta przedramienia i stawu łokciowego powyżej nadkłykci kości ramiennej						
6	Krawędź przednia negatywu jest wycięta i tworzy kanał dla ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia						
7	Negatyw jest domodelowany nad wyrostkiem łokciowym kości łokciowej						
8	Negatyw jest domodelowany nad nadkłykiem bocznym kości ramiennej						
9	Negatyw jest domodelowany nad nadkłykiem przyśrodkowym kości ramiennej						

www.EgzaminZawodowy.info

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wykonania negatywu gipsowego kikuta przedramienia

Zdający:

1	owinął symulator folią stretch gładko, bez zmarszczek						
2	zaznaczył na symulatorze miejsca przeznaczone do odciążenia i dociążenia oraz miejsca, w których pobrano miary oraz oś stawu łokciowego						
3	przyłożył sznurek, albo pasek polipropylenu na przednio-promieniową powierzchnię przedramienia						
4	namoczył opaski gipsowe w wodzie						
5	owinął symulator 3 warstwami opasek gipsowych, ruchem okrężnym na zakładkę (jedna warstwa obwoju zachodzi na drugą w połowie)						
6	wymodelował zwężenie w negatywie, obejmując chwytem widłowym kciuka i palca wskazującego symulator kikuta powyżej wyrostka łokciowego i nadkłykci kości ramiennej						
7	odczekał, aż opaski wyschną, a następnie zaznaczył kopiowym ołówkiem górną krawędź leja						
8	zdział negatyw i obciął go do linii zaznaczenia						
9	poprawił markerem miejsca odciążenia na wewnętrznej stronie negatywu (wyrostek łokciowy kości łokciowej i nadkłykcie kości ramiennej) oraz miejsca dociążenia (okolice nad wyrostkiem łokciowym kości łokciowej i nadkłykcami kości ramiennej)						
10	pracował w rękawiczkach i fartuchu ochronnym						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis