



EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2023 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych**
Oznaczenie arkusza: **ROL.12-02-23.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **ROL.12**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 -

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odrębnie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Masa pobranych próbek - Tabela 1

1	W wersji nr ubojowy 1 wpisano 2 g						
2	W wersji nr ubojowy 2 wpisano 1 g						
3	W wersji nr ubojowy 3 wpisano 1 g						
4	W wersji nr ubojowy 4 wpisano 1 g						
5	W wersji nr ubojowy 5 wpisano 1 g						
6	W wersji nr ubojowy 6 wpisano 1 g						
7	W wersji nr ubojowy 7 wpisano 1 g						
8	W wersji nr ubojowy 8 wpisano 1 g						
9	W wersji nr ubojowy 9 wpisano 2 g						
10	W wersji nr ubojowy 10 wpisano 1 g						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Kolumna *Rozpoznane materiały i narzędzia w tabeli 2. Materiały i narzędzia stosowane w metodzie referencyjnej wykrywania włośni*

1	Lp. 1 wpisano sitko						
2	Lp. 2 wpisano kleszcze chirurgiczne/naczyniowe lub Kocher lub kleszcze Kochera						
3	Lp. 3 wpisano korkobor						
4	Lp. 4 wpisano mieszadło magnetyczne						
5	Lp. 5 wpisano lejek						
6	Lp. 6 wpisano malakser lub rozdrabniacz do mięsa						
7	Lp. 7 wpisano eza						
8	Lp. 8 wpisano rozdzielacz stożkowy lub rozdzielacz gruszkowy lub separator lub rozdzielacz sedymentacyjny						
9	Lp. 9 wpisano wymazówka						
10	Lp. 10 wpisano zlewka						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Kolumna *Wykorzystywane materiały i narzędzia w tabeli 2. Materiały i narzędzia stosowane w metodzie referencyjnej wykrywania włóśni*

1	Lp. 1 wpisano TAK						
2	Lp. 2 wpisano NIE						
3	Lp. 3 wpisano NIE						
4	Lp. 4 wpisano TAK						
5	Lp. 5 wpisano TAK						
6	Lp. 6 wpisano TAK						
7	Lp. 7 wpisano NIE						
8	Lp. 8 wpisano TAK						
9	Lp. 9 wpisano NIE						
10	Lp. 10 wpisano TAK						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przygotowanie próbki zbiorczej do badania na obecność włośni

Zdający:

1	założył fartuch flizelinowy						
2	założył rękawiczki jednorazowe						
3	ułożył na wadze płytkę Petriego						
4	wytarował wagę z płytką Petriego						
5	z każdego pola tacy wyjmował kawałek mięsa i za pomocą nożyczek odcinał fragment tkanki, który umieszczał na wadze						
6	kontrolował masę wycinanych próbek (masa próbek 1 i 9 wyniosła 2 gramy, a pozostałych próbek 1 gram) w przypadku zbyt dużych kawałków odcinał z danej próbki do uzyskania właściwej wagi; w przypadku zbyt małej masy próbki docinał z danej próbki do uzyskania właściwej wagi						
7	tarował wagę przed wycięciem każdego kolejnego kawałka próbki						
8	powtarzał czynności z pobieraniem próbek z kolejnych pól z zachowaniem ciągłości numerowania aż do pola nr 11 (nie pobrał dwukrotnie próbek z tego samego pola, nie pominął żadnej pola)						
9	wszystkie pobrane próbki umieszczał na płytce Petriego						
10	nie zmieniał rękawiczek między kolejno wycinanymi kawałkami mięsa						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Przygotowanie mieszaniny wytrawiającej dla badanej masy próbki zbiorczej

Zdający:

1	wybrał zlewkę o pojemności 2 litrów						
2	do zlewki wlał wodę z kranu						
3	wlał ciepłą wodę (egzaminator może upewnić się czy woda jest ciepła po wykonaniu zadania)						
4	wlał wodę w objętości 1 litra (na zlewce jest podziałka)						
5	dodał 8 ml kwasu chlorowodorowego						
6	ustawił zlewkę na mieszadle magnetycznym, umieścił mieszadełko pokryte teflonem oraz sondę do pomiaru temperatury						
7	rozpoczął proces mieszania (czyli włączył mieszadło i nastawił obroty, tak by płyn w zlewce zaczął wirować, wir ma sięgać od dna do powierzchni płynu bez rozpryskiwania)						
8	odważył na wadze 5 g pepsyny						
9	dodał pepsynę do zlewki						
10	kontynuował proces mieszania (nie wyłączył mieszadła)						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis