

EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2023 ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-03-23.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 -

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odrębnie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Karta dezynfekcji manualnej

Wpisane:

1	4. Nazwa preparatu: Viruton Pre						
2	5. Czas działania (min): 15 lub 15 min						
3	6. Nazwa preparatu: Viruton Pulver						
4	7. Stężenie: 1%						
5	8. Czas działania (min): 30 lub 30 min						
6	9. Skład roztworu - ilość wody (ml): 1980 lub 1980 ml						
7	10. Skład roztworu - ilość proszku (g): 20 lub 20 g						
8	11. Spektrum aktywności biobójczej (wpisz symbole literowe): B, F, Tbc, V, S						

Rezultat 2: Karta sterylizacji

Wpisane w kolumnie:

1	A: Temp.: 134°C; Czas: 18 min lub minimum 18 min lub czas dłuższy niż 18 min						
2	A: Ciś.: 2 atm						
3	B: Typ: 1; Nazwa wskaźnika: wskaźnik procesu lub procesu						
4	C: Typ i Nazwa wskaźnika: Typ: 4 i wskaźnik wieloparametrowy lub Typ: 5 i wskaźnik zintegrowany lub Typ: 6 i wskaźnik emulacyjny Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał 1 wariant (typ + nazwa wskaźnika)						
5	D: Typ i Nazwa wskaźnika: Typ: 5 i Wskaźnik zintegrowany lub Typ: 6 i Wskaźnik emulacyjny Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający zapisał 1 wariant (typ + nazwa wskaźnika)						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie higienicznego mycia i dezynfekcji rąk techniką Ayliffe’a
Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	przystąpił do mycia rąk bez biżuterii (zegarka, bransoletki, pierścionka, obrączki), zwilżył ręce wodą przed pobraniem mydła						
2	wykonał 6 etapów mycia powtarzając każdy etap minimum 5 krotnie						
3	po splukaniu mydła osuszył ręce						
4	wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk powtarzając każdy etap minimum 5 krotnie - w jednym z etapów pocierał wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi palcami						
5	założył środki ochrony indywidualnej: czepek, maseczkę, okulary ochronne/przyłbicę, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, rękawiczki						

Przebieg 2: Przeprowadzenie mycia i dezynfekcji wstępnej kleszczyków Kocher i pęsety anatomicznej

Zdający:

1	wybrał z zestawu: pęsetę anatomiczną, kleszczyki Kocher i otwarte umieścił w wanience dezynfekcyjnej						
2	spryskał całe narzędzia nierozcieńczonym preparatem Viruton Pre i przykrył wanienkę pokrywą, odczekał czas dezynfekcji <i>Uwaga: czas dezynfekcji wynosi 15 minut, po przykryciu wanienki pokrywą należy poinformować zdających o pominięciu tego czasu i przejściu do dalszych czynności</i>						
3	wyczyścił powierzchnie wewnętrzne oraz zewnętrzne narzędzi szczoteczką, następnie wypłukał wodą						
4	wypłukał pod wodą wanienkę, sito, pokrywę, następnie osuszył wszystkie elementy i zdezynfekował przy użyciu chusteczek dezynfekujących						
5	zdział rękawiczki, umieścił w pojemniku z czerwonym workiem						
6	wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk powtarzając każdy etap minimum 5 krotnie - w jednym z etapów pocierał górne części palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni, zmienił ręce						
7	założył nowe, czyste rękawiczki						

Numer
stanowiska

Przebieg 3: Przygotowanie roztworu preparatu dezynfekcyjnego oraz wykonanie mycia i dezynfekcji właściwej narzędzi

Zdający:

1	odmierzył i wlał do wanienki 1980 ml wody, następnie używając miarki wsypał do wody 20 g proszku - preparatu Viruton Pulver, zamieszał roztwór						
2	przykrył wanienkę pokrywą i pozostawił do aktywacji na 15 minut <i>Uwaga: Po przykryciu wanienki pokrywą Egzaminator informuje zdających o przejściu do wykonania kolejnych czynności</i>						
3	ponownie zamieszał roztwór						
4	pęsetę oraz otwarte kleszczyki Kocher zanurzył w przygotowanym roztworze, przykrył wanienkę pokrywą <i>Uwaga: Po przykryciu wanienki pokrywą Egzaminator informuje zdających o wykonywaniu kolejnych czynności z pominięciem czasu dezynfekcji wynoszącego 30 minut.</i>						
5	wyjął narzędzia z roztworu, wypłukał wodą demineralizowaną i odłożył na tacę narzędziową						
6	wylał roztwór środka dezynfekcyjnego z wanienki dezynfekcyjnej, wypłukał wanienkę, sito, pokrywę, następnie osuszył wszystkie elementy i zdezynfekował przy użyciu chusteczek dezynfekujących						
7	uporządkował stanowisko pracy, nie pozostawił rozlanej wody na blacie stołu, zdezynfekował suchy blat						
8	zdział wszystkie środki ochrony indywidualnej - jako pierwsze fartuchy oraz rękawice i umieścił w pojemniku na odpady z czerwonym workiem						
9	następnie zdezynfekował ręce techniką Ayliffe'a - wykonał 6 etapów dezynfekcji powtarzając każdy etap minimum 5 krotnie - w jednym z etapów wykonał obrotowe pocieranie kciuka prawej dłoni o wewnętrzną część zaciśniętej na niej lewej dłoni, zmienił ręce						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis