



EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2025 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-03-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 -

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odrębnie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji maszynowej

Wpisane w kolumnie:

1	A: trzy pozycje: Drut Kirschnera - 50 szt.; Płytki kostna - 20 szt., Wkręt kostny - 40 szt.								
2	B: Wskaźnik Nr 1								
3	C: Wskaźnik Nr 3								
4	D: Wartość $A_0 = 3000$								
5	D: Temp. 90 °C, czas 5 min./5'								

Rezultat 2: Karta procesów sterylizacji

Wpisane w kolumnie:

1	A: Drut Kirschnera - 24 pakiety, Płytki kostna - 19 pakietów, Wkręt kostny - 8 pakietów								
2	B: Temp. 134 °C, Czas 5,3 min.								
3	C: Wskaźnik Nr 3								
4	D: Wskaźnik Nr 9; Wskaźnik Nr 5								

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Karta mycia i dezynfekcji manualnej*Wpisane w wierszu:*

1	Nazwa preparatu: Viruton Pulver						
2	Stężenie: 1%						
3	Czas działania: 30 minut						
4	Skład roztworu - ilość wody: 1980 ml						
5	Skład roztworu - ilość proszku: 20 g						
6	Spektrum (wpisz symbole literowe): B, F, Tbc, V, S						
7	Nazwa narzędzi poddanych myciu i dezynfekcji: łyżka/łyżeczka kostna, nasadka/uchwyt/trzonek do skalpela, pęseta anatomiczna						

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, przygotowanie 2 litrów roztworu preparatu Viruton Pulver o spektrum aktywności biobójczej: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy i spory*Zdający zgłosi gotowość do wykonania przez podniesienie ręki.**Zadanie wykona w obecności Egzaminatora.**Zdający:*

1	przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii, wykonał 6 etapów dezynfekcji, powtarzając każdy etap minimum pięciokrotnie						
2	założył środki ochrony indywidualnej: czepek - zakrywając nim wszystkie włosy, maseczkę, gogle/przyłbicę, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, rękawiczki						
3	wlał do wanienki 1980 ml wody, następnie, używając miarki, wsypał do wody 20 g proszku - preparatu Viruton Pulver						
4	zamieszał roztwór i przykrył wanienkę pokrywą						
5	odczekał wymagany 15 minutowy czas aktywacji roztworu <i>Uwaga: Egzaminator informuje zdających o wykonywaniu kolejnych czynności z pominięciem czasu aktywacji preparatu</i>						
6	zamieszał roztwór ponownie po upływie czasu aktywacji						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Dezynfekcja i mycie narzędzi bez przegubów

Zdający wykona w obecności Egzaminatora.

Zdający:

1	wybrał z zestawu narzędzi łyżkę kostną, nasadkę do skalpela, pęsetę anatomiczną						
2	następnie zanurzył łyżkę kostną, nasadkę do skalpela, pęsetę anatomiczną w przygotowanym roztworze, przykrył wanienkę pokrywą <i>Uwaga: Egzaminator informuje zdających o wykonywaniu kolejnych czynności z pominięciem czasu dezynfekcji wynoszącego 30 minut po wykonaniu przez zdającego kryteriów P.2.3-P.2.4</i>						
3	wyczyścił szczoteczką powierzchnie łyżki kostnej, nasadki do skalpela, pęsety anatomicznej						
4	wypłukał narzędzia wodą demineralizowaną						
5	osuszył łyżkę kostną, nasadkę do skalpela, pęsetę anatomiczną i odłożył na tacę narzędziową						
6	wylał roztwór środka dezynfekcyjnego z wanienki dezynfekcyjnej oraz wypłukał wanienkę, sito pod wodą						
7	osuszył wszystkie elementy wanienki i zdezynfekował przy użyciu chusteczek dezynfekujących						
8	uporządkował stanowisko pracy, nie pozostawił na blacie stołu rozlanej wody, zdezynfekował suchy blat						
9	następnie zdjął wszystkie środki ochrony indywidualnej i umieścił w pojemniku na odpady z czerwonym workiem						
10	po wyrzuceniu środków ochrony indywidualnej zdezynfekował ręce techniką Ayliffe'a - wykonał 6 etapów dezynfekcji powtarzając każdy etap minimum pięciokrotnie - w jednym z etapów wykonał obrotowe pocieranie kciuka prawej dłoni o wewnętrzną część zaciśniętej na nim lewej dłoni, a następnie odwrotnie						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis