

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2017
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia**
Oznaczenie arkusza: **Z.14-01-17.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **Z.14**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska									

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił							
Rezultat 1. Diagram w Karcie choroby pacjenta									
1	Zaznaczone na diagramie: cztery zęby górne sieczne z próchnicą literą C, jeden ząb drugi trzonowy dolny lewy z wypełnieniem literą W								
Rezultat 2. Wkładka do karty choroby pacjenta									
Uzupełnione:									
1	Imię i nazwisko: Alicja Malaga								
2	Ząb: V-								
3	Rodzaj wykonywanych zabiegów: lakowanie zęba lakiem szczelinowym Conseal F								
4	Zalecenia dla pacjenta: ćwiczenie Skalouda								
5	Zalecenia: szczotkowanie zębów metodą Fonesa								
6	Podpis: PESEL zdającego								
Rezultat 3. Instrukcja ćwiczenia Skalouda <i>Dopuszczalne stwierdzenia równoznaczne.</i>									
Uzupełnione:									
1	Etapy ćwiczenia: Przyjęcie postawy stojącej/„na baczność”, nabranie powietrza przez nos, wypełnienie nim przedsionka jamy ustnej								
2	Etapy ćwiczenia: Przy zwartych wargach kilkakrotne przerzucanie powietrza w przedsionku ze strony prawej na lewą/wykonywanie ruchów podobnych do płukania jamy ustnej								
3	Częstotliwość ćwiczeń na dobę: 2 lub 3 x dziennie								
4	Ilość ruchów ćwiczebnych w jednym powtórzeniu: od 3 do 6 powtórzeń								

Numer
stanowiska

Rezultat 4. Instruktaż higieny

Uzupełnione:

1	Imię i nazwisko: Alicja Malaga								
2	Wybrany rodzaj włókien szczotki: średnia lub miękka								
3	Wybrane ustawienie szczoteczki do zębów: 90°								
4	Wybrany rodzaj ruchów szczoteczki: okrężne								
5	Wybrana ilość ruchów szczoteczki: 5-6								

Rezultat 5. Uporządkowane stanowisko pracy

1	W czerwonym worku znajdują się: serweta, ochraniacz na zagłówek, ślinociąg, kubek jednorazowy, taca jednorazowa, wałeczki celulozowe, rękawiczki jednorazowe; w niebieskim worku znajdują się: opakowania papierowo-foliowe po narzędziach; w twarościennym pojemniku na odpady medyczne: igły do aplikacji laku i wytrawiacza								
2	W wanience dezynfekcyjnej na duże narzędzia umieszczony jest: zestaw diagnostyczny; w wanience dezynfekcyjnej na drobne narzędzia: szczotka/gumka na kątnicę, wiertło diamentowe-kulka								
3	Uporządkowany asystor – wszystkie elementy na swoim miejscu								

Przebieg 1. Higieniczne mycie rąk techniką Ayliffe'a przed zabiegiem lakowania zęba*Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki. Oceń mycie rąk, a następnie przejdź do oceny Przebiegu 2.*

Zdający:

1	zwilżył ręce pod wodą przed aplikacją mydła								
2	wykonał kolejno wszystkie etapy mycia rąk								
3	powtarzał każdą czynność mycia co najmniej 5 razy								

Numer
stanowiska

Przebieg 2. Lakowanie zęba*Egzaminator przystępuje do oceny bezpośrednio po Przebiegu 1.*

Zdający:

1	oczyścił powierzchnię zęba drugiego trzonowego dolnego prawego V- przy pomocy pasty czyszczącej i szczoteczki zamontowanej na mikrosilnik, następnie spłukał (strzykawką z napisem WODA) i osuszył (strzykawką z napisem POWIETRZE i/lub kulkami z waty)						
2	zabezpieczył ząb od dostępu śliny						
3	wytrawił ząb za pomocą kwasu ortofosforowego, wypłukał i osuszył ząb						
4	nałożył lak szczelinowy Conseal F przy pomocy igły do aplikacji i równomiernie rozprowadził zgłębnikiem						
5	naświetlał lampą polimeryzacyjną przez 20 s						
6	sprawił uszczelnienie zgłębnikiem						
7	sprawił okluzję przy pomocy kalki zgryzowej i w razie potrzeby wykonał korektę laku wiertłem diamentowym kulka na kątnicę na mikrosilnik						

Przebieg 3. Przygotowanie kątnicy do sterylizacji*Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.*

Zdający:

1	usunął wiertło z kątnicy						
2	zdezynfekował kątnicę zewnętrznie chusteczką dezynfekcyjną lub gazikiem nasączonym gotowym środkiem dezynfekcyjnym						
3	przetarł końcówkę gazikiem nasączonym wodą destylowaną						
4	przeprowadził konserwację olejem do końcówek stomatologicznych						
5	umieścił w torebce papierowo-foliowej wskaźnik chemiczny oraz kątnicę rękojeścią skierowaną w stronę otwierania pakietu						
6	opisał pakiet: data egzaminu i PESEL Zdającego						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis